

paniAnetka — Szybki Start

Wersja dokumentu: 1.0 · Dotyczy paniAnetki w wersji v5+

paniAnetka to asystent radiologa, który zamienia Twoje dyktowanie w gotowy raport medyczny — w całości na Twoim komputerze, bez chmury.

Ten dokument przeprowadzi Cię przez pierwsze uruchomienie i pierwsze badanie. Powinieneś wyrobić się w 5 minut.

1. Co potrzebujesz

- **macOS** (Apple Silicon, M1 lub nowszy, 16 GB RAM minimum) **lub Windows 11** z dedykowaną kartą graficzną i 16 GB RAM
 - **Mikrofon** — wbudowany lub zewnętrzny (np. SpeechMike Philips)
 - **Klucz licencyjny** (format `PA-XXXX-XXXX-XXXX`) lub plik `license.json`
 - **Internet** — tylko podczas pierwszej aktywacji licencji. Później pracujesz offline.
-

2. Pierwsze uruchomienie

1. Pobierz instalator ze strony panianetka.pl (sekcja „Pobierz”)
2. Zainstaluj jak każdą inną aplikację (przeciągnij do Aplikacji na Macu / kliknij `.exe` na Windowsie)
3. Uruchom **paniAnetkę** — pierwsze ładowanie trwa 30–60 sekund (modele AI)

Pojawi się **Wizard pierwszego uruchomienia** (8 kroków):

Krok	Co podajesz
1	Akceptacja warunków + checkbox „rozumiem ostrzeżenie medyczne”
2	Twoje dane: tytuł, specjalność, imię i nazwisko (wchodzą w nagłówek raportu)
3	Dane gabinetu: adres, telefon
4	Klucz licencyjny lub plik <code>license.json</code> (albo „Pomiń — trial 30 dni”)
5	Wybór szablonów badań (USG, MRI, TK — domyślne lub własne)
6	Słownik korekt (możesz pominąć — dodasz później)
7	Model AI (zostaw domyślny — najszybszy + najlepszy dla Twojego sprzętu)
8	Anonimowa telemetria (opcjonalna — pomaga nam łapać błędy, nie zawiera danych pacjentów)

Po wizardzie aplikacja jest gotowa do pracy.

3. Pierwsze nagranie — 5 kroków

Krok 1 · Pacjent

W zakładce **Przygotowanie** wpisz **PESEL** i naciśnij Enter — jeśli pacjent jest w bazie, dane się wypełnią. Nowy pacjent: kliknij „+ Nowy” — paniAnetka sama wyznaczy datę urodzenia i płeć z PESEL-u.

Krok 2 · Wybór badania

Wybierz szablon (np. „USG jamy brzusznej”, „MRI kolana”). Możesz wybrać kilka — zostaną złączone w raport zbiorczy.

Krok 3 · Nagrywanie



Przejdź do zakładki **Nagrywanie**. Kliknij wielki czerwony „**Rozpocznij nagrywanie**” (lub naciśnij REC na SpeechMike). Dyktuj naturalnym głosem — całymi zdaniami, jak do sekretarki. Timer pokaże **REC 00:00**.

Skończyłeś? Kliknij **STOP**. Transkrypcja pojawi się w 5–15 sekund.

Krok 4 · Sprawdzenie i edycja

Przejdź do zakładki **Podsumowanie**. Zobaczysz trzy widoki:


-  **Transkrypt** — pełny zapis dyktowania

-  **Kategoryzacja** — sekcje opisu (Opis, Wnioski) — możesz przesuwać fragmenty
-  **Raport** — gotowy dokument

Zaznacz checkbox „**Biorę odpowiedzialność za treść raportu**” — to odblokuje edycję i eksport.
Przeczytaj raport uważnie — AI może się pomylić, a Ty odpowiadasz za jego treść.

Krok 5 · Eksport



Dwa przyciski na dole:

-  **Pobierz pojedyncze** — jedno badanie do PDF/DOCX
- **Zakończ wizytę i pobierz raport zbiorczy** → — wszystkie badania pacjenta w jednym dokumencie

Format (PDF / DOCX / oba) ustawisz w **Ustawienia** → **Szablony i Dane**.

4. Coś nie działa?

Problem	Co zrobić
Aplikacja długo się ładuje	Pierwsze uruchomienie po instalacji = 30–60 s. Kolejne — 5 s.
Mikrofon „nie słyszy”	macOS: Ustawienia systemowe → Prywatność → Mikrofon → paniAnetka musi mieć ✓
Transkrypcja źle rozpoznaje słowo	Ustawienia →  Słownik → dodaj korektę (np. „nelka → nerka”)
„Brak licencji” mimo aktywacji	Sprawdź internet podczas pierwszej aktywacji. Później aplikacja działa offline.
Aplikacja się zawiesza	Otwórz Ustawienia →  Diagnostyka → Pobierz logi , wyślij na adres poniżej

Pełna instrukcja: pobierz **Instrukcja-Uzytkowania.pdf** ze strony panianetka.pl/pomoc lub w aplikacji:  →  **Pomoc**

Kontakt: contact@panianetka.pl (mailto:contact@panianetka.pl)

paniAnetka jest asystentem — nie narzędziem diagnostycznym. Każdy raport wymaga weryfikacji lekarza.

paniAnetka · contact@panianetka.pl · panianetka.pl